



GUANTE SUPREME DE NITRILO VIOLETA SIN POLVO LUNA



0161

EN 420:2003+A1:2009

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



VIRUS



CAT.III

- > Guante de Nitrilo en color violeta
- > Marca: Luna
- > Interior: sin polvo
- > EPI Categoría III
- > Ambidiestro
- > Desechable
- > Disponible en tallas S, M, L y XL
- > Acabado: microtexturizado en dedos
- > Terminación puño: enrollado
- > Longitud: 240 mm (aprox.)
- > Espesor: 0,07 ± 0,02 mm
- > Libre de látex
- > AQL 1,5
- > Gran suavidad y flexibilidad
- > Pesos (±0,3g): Talla S: 3,3g / M: 3,5g / L: 3,8g / XL: 4,1g

USOS Y APLICACIONES



Limpieza



Industria



Alimentación
y Hostelería



Automoción



Sector
sanitario



NORMATIVA

Reglamento (UE) 2016/425, relativo a los equipos de protección individual.

- ✓ EPI Categoría III
- ✓ EN 420:2003+A1:2009, guantes de protección, requisitos generales.
- ✓ EN ISO 374-1:2016/A1:2018 TIPO C, guantes de protección contra los productos químicos: K - Hidróxido sódico
- ✓ 40%. EN ISO 374-5:2016, protección contra microorganismos (virus, bacterias y hongos).

EN 455

- ✓ EN 455-1:2001. Guantes médicos para un solo uso. Parte 1: Requisitos y ensayos para determinar la ausencia de agujeros.
- ✓ EN 455-2:2010+A2:2013. Guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la determinación de las propiedades físicas.
- ✓ EN 455-3:2007, guantes médicos para un solo uso. Requisitos y ensayos para la evaluación biológica.



RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se revise y se compruebe el guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- ✓ Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- ✓ Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- ✓ Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.



LOGÍSTICA



PALET

Contiene:
 . 96 Cajas
 . 960 Dispensadores

Ancho: 800 mm
 Largo: 1200 mm
 Alto: 1860 mm


FIL
 AS/PALET:8
 CAJAS/FILA:
 12



CAJA

Contiene:
 . 10 Dispensadores

Ancho: 230 mm
 Largo: 315 mm
 Alto: 210 mm



DISPENSADOR

Contiene:
 . 100 Guantes

Ancho: 110 mm
 Largo: 200 mm
 Alto: 60 mm

TALL	REFERENCIA	DISPENSADOR	CAJA EXTERIOR
A S	GNV1	8436023893176	8436023893213
M	GNV2	8436023893183	8436023893220
L	GNV3	8436023893190	8436023893237
XL	GNV4	8436023893244	8436023893251

REV 11

GRUPO BAYCAL NORTE S.L.

C/Santa Catalina Nº 8-I Bajo 39012 Santander-679 20 32 28-
 www.epicentrosanidad.com



**GRUPO
 BAYCAL
 NORTE**